

低周波治療器

ポラリスカイン

POLARISKINE PO-3i

Hybrid Tidal



スーパータイダルとパルスタイダルを組み合わせた、2種で治療を行うモードです。



低い周波数刺激の特性である“持続性”と、“表面”の運動点^{*1}への刺激。高い周波数刺激の“即効性”と、“深部”の運動点への刺激。“力強い”刺激感を生むタイダル波^{*2}。“心地よい”刺激のウエーブ波。これらの相反する要素を融合させた電気刺激が、これまでの治療器の概念を打ち破りました。

※1 運動点(motor point)
電気刺激に対して最も反応しやすい部位。

※2 タイダル波
ポラリスカインの基本波形である「タイダル波」は、体内の表層から深層まで、次から次へと周波数の異なる波形がリズミカルに刺激します。



管理医療機器 特定保守管理医療機器
認証番号 224AIBZX00062000

低周波治療器
いた やわ わけ
ポラリスカインで「痛み」が和らぐ理由



「なぜ痛みが続くの？」

ケガは治ったのに、
痛みが続く・・・

ポラリスカイン
POLARISKINE
「深部域・広域刺激」低周波治療器
ワイドレンジ

それは、
「**痛みの悪循環**」
になっているから。

肩こり・腰痛にずっと
悩んでいる

ひざを傷めたら、
腰まで痛くなった

痛みの発生
(外傷や疾病)

低周波治療器は、電極から治療に適した電流を身体の中に流すことによって、筋を収縮させ血流を促進して痛みを和らげます。

・マッサージ効果
(筋ポンプ効果)

血流改善

進化した低周波



身体は痛みが発生すると、筋が緊張します(こわばり、こり)。


↓
血流が減少し、発痛物質が出て痛みが増幅します。

これを、「痛みの悪循環」と呼びます。

連鎖を断つには、
血流の改善が
欠かせません。

深層筋マッサージ

● 進化した低周波治療器 **ポラリスカイン** ●



スーパータイダル波

特徴ある治療周波数が、深くまで届く立体的な治療を可能にしました。

また刺激周波数が変化することで赤筋繊維・白筋繊維の双方に血流改善の効果が作用します。

多様な筋へ、深くまで作用

痛みに対して、即効性と持続性のあるマイルドな新感覚

こし
腰痛

かた
肩痛

ひざ
膝痛

このような症状でお悩みの患者様は、当院へご相談ください。

